

### ZECKENZANGEN

Eine Zecke ist ein spinnenartiger, parasitärer Gliederfüßer, der vom Blut von Tieren und Menschen lebt. Zecken können viele Beschwerden verursachen, da sie während des Blutsaugens Viren, Bakterien, Parasiten und sogar Gift übertragen. Die bekannteste und gefährlichste Bakterie, die eine Zecke übertragen kann, ist die *Borrelia burgdorferi*, die Verursacherin der Lyme-Krankheit. Diese Krankheit kann schwere Folgen haben. Ein roter Ring rund um die Bissstelle kann eines der ersten Symptome der Lyme-Borreliose darstellen.

Zecken leben in Gärten, Dünen, auf Wiesen und im Wald. Nach einem Aufenthalt im Freien sollten Sie prüfen, ob Sie von Zecken befallen wurden. Um die Gefahr einer Infektion zu vermindern, muss die Zecke innerhalb von 8 Stunden vollständig entfernt werden. Betäuben Sie die Zecke nicht mit Alkohol oder anderen antiseptischen Mitteln. Erhitzen Sie die Zecke auch nicht mit einer brennenden Zigarette oder anderen heißen Gegenständen. Denn wenn die Zecke betäubt oder erhitzt wird, gerät sie in einen Schockzustand und injiziert über ihren Speichel Krankheitserreger beim Wirt. Mit einer guten Zeckenzange können Sie die Zecke entfernen, ohne dass gefährliche Bakterien in deren Speichel gelangen.

Wenn Sie die Zecke entfernt haben, desinfizieren Sie die Bissstelle mit Alkohol. Notieren Sie das Datum des Zeckenbisses, wo sich die Bissstelle auf Ihrem Körper befindet und in welchem Gebiet Sie sich den Zeckenbiss zugezogen haben.

Eine Zecke, die länger als 8 Stunden in der Haut gesessen hat, ist möglicherweise schon angeschwollen. Benutzen Sie den Care Plus-Zeckentest, um sofort feststellen zu können, ob die geschwollene Zecke Sie mit der *Borrelia*-Bakterie infiziert haben könnte. Wenn der Zeckentest bei Ihnen positiv ausfällt, wenn sich ein roter Kreis um die Bissstelle bildet oder wenn Sie sich unwohl fühlen, sollten Sie unbedingt sofort zum Arzt gehen.

### ZECKENZANGEN

#### Tick-Out Tick-Remover

Nach einem Aufenthalt im Freien sollten Sie prüfen, ob Sie von Zecken befallen wurden. Falls Sie eine Zecke entdecken, muss diese innerhalb von 8 Stunden entfernt werden. Benutzen Sie zum sicheren und einfachen Entfernen der Zecke den Care Plus® Tick Remover. Die Verpackung enthält auch zwei Alkoholtücher, um die Einstichstelle zu desinfizieren, nachdem die Zecke entfernt wurde.

#### Gebrauchsanweisung

1. Zum Öffnen des Greifers halten Sie die Zeckenzange zwischen Daumen und Mittelfinger fest und drücken mit dem Zeigefinger auf den hinteren Teil der Zange.
2. Setzen Sie den Greifer vorsichtig über die Zecke und so dicht wie möglich gegen die Haut an, und schließen Sie den Greifer dann.
3. Drehen Sie die festgeklebte Zecke mit einer kleinen Drehung nach links und nach rechts, sodass sich die Zecke teilweise löst. Ziehen Sie dann die Zecke mit einigen vorsichtigen Rucks senkrecht aus der Haut. Desinfizieren Sie den Zeckenbiss und notieren Sie das Datum des Zeckenbisses in Ihrem Kalender.
4. Wenn die Zecke acht Stunden in Ihrer Haut gesessen hat, sollten Sie den Care Plus®- Zeckentest durchführen, um festzustellen, ob die Zecke mit der *Borrelia*-Burgdorferi-Bakterie infiziert war.

#### VORTEILE

- Entfernt Zecken schnell, sicher und einfach
- Speziell entwickelter Greifkopf (auch für Nymphen)
- Minimales Risiko, die Zecke zu beschädigen
- Enthält zwei Alkohol-Tücher zum Desinfizieren der Bissstelle, nachdem die Zecke entfernt wurde

#### PRODUKTDATEN

Artikel-Nummer  
38395

EAN-Code  
8714024383958

Gewicht in Gramm  
25 gr

Verpackungsmaße L x B x H  
30 x 80 x 135 mm

Bestellumfang (Artikel)  
6

