

PFLASTER

Wunden müssen behandelt und verbunden werden, insbesondere in feuchtheißen Klimazonen, wo sich Infektionen in hohem Tempo entwickeln können. Wenn Sie eine Wunde haben, sollten Sie diese unbedingt mit einem wasserfesten Pflaster vor Wasser und Schmutz schützen, um Infektionen zu vermeiden.

PFLASTER

Blister plasters Medium

Blasen an den Füßen können das Stehen und Gehen zur Qual machen. Wenn der Druck oder die Reibung nicht durch ein geeignetes Blasenpflaster reduziert wird, kann die Blase aufplatzen. So entsteht eine offene Wunde, die sich leicht infizieren kann. Gute Blasenpflaster reduzieren Druck und Schmerzen und können eine Infektion verhindern. Die Blase kommt nicht mit Wasser und Schmutz in Kontakt, was die Wundheilung der Haut fördert. Benutzen Sie das Blasenpflaster auf sauberer und trockener Haut ohne Fettrückstände. Das elastische und wasserabweisende Pflaster klebt bis zu 7 Tagen auf der Haut. Wir empfehlen, das Pflaster nicht zu entfernen, bis es sich von selbst löst. 6. Verwenden Sie Care Plus® Blister Plaster, bis die Blase vollständig abgeheilt ist. Die Blister Plasters von Care Plus sind in den Größen Small, Medium und Finger & Toe erhältlich. Für jede Blase das richtige Pflaster!

Größe Blister-Plaster: medium

VORTEILE

- Lindern Schmerz und Druck
- Die Blase bleibt frei von Wasser und Schmutz
- Elastisch und wasserfest
- Haften bis zu 7 Tage lang

PRODUKTDATEN

Artikel-Nummer
38305
EAN-Code
8714024383057
Gewicht in Gramm
30 gr
Verpackungsmaße L x B x H
18 x 97 x 155 mm
Inhalt (Zahl der Artikel)
5 Stück
Bestellumfang (Artikel)
8

